



Bygel Sängdispenser

Bygel Sängdispenser används för att kunna placera en 300 ml flaska med pump i den.

Produktfakta

Bygel Sängdispenser är tillverkad av rostfritt stål. Avsedd för produkt *Handdes 75*, 300 ml med pump.

Bruksanvisning

Bygel Sängdispenser fästs på *Sängdispensern*

Övrigt

Rengöres vid behov eller i samband med flaskbyte.

Fukta en pappersduk med *LIV Ytdesinfektion +45* och torka noggrant av *Bygel Sängdispenser*. Låt därefter bygeln lufttorka.



Artiklar

73478

1 st

Ant/tp: 1



Lahega Kemi AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg,
Telefon 042-256700, Telefax 042-256750
www.lahega.se