

CE

TRYGGHET I VÅRDEN

För desinfektion av icke-invasiv
medicinteknisk utrustning





EN PRODUKT - TVÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

När en produkt CE-märks anger tillverkaren dess avsedda användning. För att förenkla för vården är vår ytdesinfektion inte bara CE-märkt för desinfektion av icke-invasiv medicinteknisk utrustning – den är även godkänd för desinfektion av allmänna ytor.

Med en och samma produkt säkerställer du hög hygienstandard utan att behöva byta desinfektionsmedel. Det innebär att du tryggt kan använda vår yt-desinfektion oavsett användningsområde, samtidigt som du minskar behovet av att upphandla och lagerhålla både CE-märkta och icke CE-märkta desinfektionsmedel. Enklare, smidigare och mer kostnadseffektivt!

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Vi tror på enkelhet och tydlighet – både för våra medarbetare och för våra kunder. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och förenkla varje steg i vår värdekedja.

I samband med lanseringen av våra CE-märkta produkter gör vi en smidig övergång:

- ✓ **Alla våra befintliga artiklar ersätts med CE-märkta alternativ.**
- ✓ **Nya artikelnummer för tydlig spårbarhet.**

Det innebär flera fördelar för er:

- ✓ **Enklare efterlevnad av CE-krav** - ingen risk att fel produkt används på fel yta.
- ✓ **Minskat behov av antal desinfektionsprodukter** - en och samma lösning för både medicinteknisk utrustning och allmänna ytor.
- ✓ **Optimerad lagerhållning** - färre artiklar i det begränsade utrymmet för brandfarlig vara.
- ✓ **Effektivare logistik** - färre artikelnummer förenklar beställning, hantering och godsmottagning.
- ✓ **Minskad miljöbelastning** - förenklar och optimerar transporter.

Med vår CE-märkta ytdesinfektion blir det enkelt att göra rätt – varje gång!

TRYGGHET I VÅRDEN

Omtanke om människa och miljö är kärnan i allt vi gör på Clemondo. På vårt huvudkontor i Helsingborg där vi också har vår fabrik och vårt lager, tillverkar vi hygienprodukter som är framtagna för att uppfylla sjukvårdens höga krav.

Med vår **långa erfarenhet** av desinfektion och hygienprodukter för vården kan du känna dig trygg i att välja oss som partner. Vi arbetar enligt **ISO 9001 och 14001** avseende kvalitet och miljö och är nu även **ISO 13485-certifierade** för tillverkning av medicintekniska produkter.

Vi levererar säkerhet och kvalitet.

VARFÖR CE-MÄRKNING?

Den medicintekniska förordningen **MDR 2017/745** rör allt som definieras som **medicinteknisk utrustning** såsom instrument, apparat, anordning, programvara, implantat, reagens, material eller annan artikel som enligt tillverkaren är avsedd att användas separat eller i kombination på människor för ett eller flera medicinska ändamål. Detta kan tyckas långt ifrån ytdesinfektion, men det finns också en skrivning att **produkter som är avsedda att rengöra, desinficera eller sterilisera medicintekniska produkter också omfattas av förordningen.**

För att säkerställa efterlevnad av dessa krav har vi valt att klassificera våra ytdesinfektioner som en **klass IIa - medicinteknisk produkt**. Innehållet i produkterna förblir oförändrat, men vi har genomfört denna klassificering för att uppfylla de högre kraven på säkerhet och spårbarhet.

CE-märkning är mer än en stämpel – det är en trygghet för dig som arbetar inom vården.

VAD INNEBÄR CE-MÄRKNING?

CE är en förkortning av **Conformité Européenne** och betyder att produkten uppfyller den gällande EU-förordningen. För medicintekniska produkter i **klass IIa** granskas produkten av ett **anmält organ (Notified Body)**, men det är alltid tillverkaren som tar det fulla legala tillverkaransvaret.

För att en produkt ska få CE-märkning krävs **omfattande teknisk dokumentation** som bevisar dess **säkerhet, prestanda och kvalitet**.

Klassningen innebär även:

- ✓ **Utökad spårbarhet** genom hela leveranskedjan.
- ✓ **Strikt riskhantering** för ökad patient- och användarsäkerhet.
- ✓ **Kontinuerlig uppföljning** och förbättring baserat på slutanvändarens erfarenheter.

**CE-märkning är en kvalitetsstämpel -
din garanti för en säker och godkänd desinfektion i vården.**



VAD RÄKNAS SOM MEDICINTEKNISK UTRUSTNING?

Många av de ytor du möter i ett **behandlingsrum eller patientrum** klassas idag som medicinteknisk utrustning, eftersom de används i samband med **diagnostik, behandling eller vård av patienter**.

Exempel på medicinteknisk utrustning där CE-märkt ytdesinfektion klass IIa kan användas:

✓ Patientnära utrustning och ytor

- Sjukhussängar och patientbritsar
- Sänggrindar
- Undersökningsbord och behandlingsstolar
- Infusionspumpar och dialysmaskiner

✓ Sterila och kritiska ytor inom vården

- Operationsbord och instrumentbord
- Inkubatorer och kuvöser
- Instrumentbrickor och förvaringslådor för sterila produkter

✓ Medicinska instrument och apparater

- Ultraljudsprober
- Blodtrycksmätare och EKG-elektroder
- Stetoskop

✓ Högkontaktpunkter i sjukhusmiljö

- Paneler och touchskärmar på medicinsk utrustning
- Monitorer och bildskärmar i operations-salar

Våra **CE-märkta desinfektioner** är dessutom godkända för **allmänna ytor** i vårdmiljö, såsom handtag, lysknappar, kranar och bänkytor.

Kom ihåg! Även om produkten är CE-märkt är det alltid viktigt att **säkerställa att ytan tål alkoholbaserad desinfektion**. Följ alltid tillverkarens rekommendationer för lämpligt desinfektionsmedel.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

LIV DES 70

Produktinformation

Flytande desinfektionsmedel för rengjorda ytor. Avsedd att användas för desinfektion av rena släta ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Produkten kan även användas på allmänna släta ytor som tål alkohol. För professionell användning.

Aktiv substans: etanol 617 g/kg, isopropanol 62 g/kg. Innehåller ca 75 vol% etanol.

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt

| Teststandard | Verkningstid |
|-----------------------|--------------|
| Bactericidal EN13727 | 1 min |
| Bactericidal EN13697 | 2 min |
| Bactericidal EN16615 | 5 min |
| Yeasticidal EN13624 | 5 min |
| Yeasticidal EN13697 | 2 min |
| Yeasticidal EN16615 | 5 min |
| Fungicidal EN13624 | 5 min |
| Virucidal EN14476 | |
| • Höljeförsedda virus | 5 min |
| • Adeno virus | 2 min |
| • Mourine Noro | 5 min |

Produktdata

| Art.nr: | Benämning: | Antal/kart |
|----------|---------------------------------|------------|
| 17320001 | Liv Des 70 1 L | 12*1L |
| 1732M001 | Liv Des 70 1 L Membrankapsyl | 12*1L |



LIV DES +45

Produktinformation

Flytande desinfektionsmedel med rengörande verkan (tensid). Har en högre vattenhalt och är därför mer skonsam mot känsliga material och är bättre på att lösa upp blod och fläckar. Avsedd att användas för desinfektion av släta ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Produkten kan även användas på allmänna släta ytor som tål alkohol. För professionell användning.

Aktiv substans: isopropanol 376 g/kg. Innehåller ca 45 vol% isopropanolalkohol med en tillsats av tensid.

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt

| Teststandard | Verkningstid |
|--------------------------|--------------|
| Bactericidal EN13727 | 1 min |
| Bactericidal EN13697 | 1 min |
| Bactericidal EN16615 | 5 min |
| Yeasticidal EN13624 | 1 min |
| Yeasticidal EN16615 | 5 min |
| Mycobactericidal EN14348 | 5 min |
| Virucidal EN14476 | |
| • Höljeförsedda virus | 30 sek |

Produktdata

| Art.nr: | Benämning: | Antal/kart |
|----------|----------------------------------|------------|
| 17349300 | Liv Des +45 300 ml | 24*300ml |
| 17340001 | Liv Des +45 1 L | 12*1L |
| 1734M001 | Liv Des +45 1 L Membrankapsyl | 12*1L |
| 17340005 | Liv Des +45 5 L | 2*5L |



LIV DES +72

Produktinformation

Flytande desinfektionsmedel med rengörande verkan (tensid). Avsedd att användas för desinfektion av släta ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Produkten kan även användas på allmänna släta ytor som tål alkohol. För professionell användning.

Aktiv substans: etanol 606 g/kg, isopropanol 61 g/kg. Innehåller ca 75 vol% etanol med en tillsats av tensid.

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt

| Teststandard | Verkningstid |
|-----------------------|--------------|
| Bactericidal EN13727 | 5 min |
| Bactericidal EN13697 | 2 min |
| Bactericidal EN16615 | 5 min |
| Yeasticidal EN13624 | 5 min |
| Yeasticidal EN13697 | 2 min |
| Yeasticidal EN16615 | 5 min |
| Fungicidal EN13624 | 5 min |
| Virucidal EN14476 | |
| • Höljeförsedda virus | 1 min |
| • Murine Norovirus | 5 min |

Produktdata

| Art.nr: | Benämning: | Antal/kart |
|----------|----------------------------------|------------|
| 17339300 | Liv Des +72 300 ml | 24*300ml |
| 17330001 | Liv Des +72 1 L | 12*1L |
| 1733M001 | Liv Des +72 1 L Membrankapsyl | 12*1L |
| 17330005 | Liv Des +72 5 L | 2*5L |



LIV DES +72 WIPES

Produktinformation

Singelförpackad ytdesinfektionsservett (18,5*21,5 cm) med 10 ml ytdesinfektionsmedel. Avsedd att användas för desinfektion av rena och/eller lätt smutsade släta ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Produkten kan även användas på allmänna släta ytor motsvarande ca 1 m2 som tål alkohol. Levereras i en pappersstört om 150 st servetter. För professionell användning.

Aktiv substans: etanol 600 g/kg, isopropanol 60 g/kg. Innehåller 75 vol% etanol med en tillsats av tensid.

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt

| Teststandard | Verkningstid |
|-----------------------|--------------|
| Bactericidal EN13727 | 5 min |
| Bactericidal EN13697 | 2 min |
| Bactericidal EN16615 | 5 min |
| Yeasticidal EN13624 | 5 min |
| Yeasticidal EN13697 | 2 min |
| Yeasticidal EN16615 | 5 min |
| Fungicidal EN13624 | 5 min |
| Virucidal EN14476 | |
| • Höljeförsedda virus | 1 min |
| • Murine Norovirus | 5 min |

Produktdata

| Art.nr: | Benämning: | Antal/kart |
|----------|-------------------------------|------------|
| 17330150 | Liv Des +72 Wipes 150-pack | 150st/krt |



MER OM OSS

Clemondo vill göra det så enkelt som möjligt att hålla rent. Vår ambition är att erbjuda en helhetslösning inom rengöring och hygien för vård och omsorg.

Renlighet i en utsatt bransch

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och arbetet med att förhindra VRI, minska smittspridning och uppkomst av resistenta bakterier är av yttersta vikt. Att erbjuda produkter som ger trygghet för både personal och patienter är det minsta vi kan göra i en hårt ansträngd bransch.

Tillsammans

I Helsingborg i vackra Skåne finns vårt huvudkontor samt produktion och lager. Där utvecklas och tillverkas Medical care-produkter samt städprodukter under varumärket Liv, rengöringsprodukter för fordonsbranschen under varumärket Lahega, samt produkter för industrin under varumärket Strovels. Alltid med omsorg om människa och miljö i fokus.

Lätt att göra rätt

Genom personlig och professionell support, hög leveranssäkerhet och lång och gedigen erfarenhet vill vi hjälpa våra kunder att göra det lätt att göra rätt. Genom att välja svensk-tillverkade produkter kan du känna dig trygg med att produkterna håller hög kvalitet, och att vi ständigt jobbar för att optimera vårt sortiment. Alla ska känna sig trygga när de använder våra lösningar och faktorer som funktion och kvalitet är något vi aldrig tummar på. Detta är extra viktigt för våra kunder som är professionella användare med mycket höga krav.

Marknadsområde Hygien byter namn

För att tydliggöra vårt fokus på kvalitet och patientsäkerhet byter Hygien namn till marknadsområde **Medical Care**.

Tillsammans

Att utveckla vår affär tillsammans med våra kunder är något vi brinner för. Tillsammans kan vi hitta möjligheter att växa och göra vår affär mer hållbar. Ni är alltid välkomna att kontakta oss för mer information.

**VARMT VÄLKOMNA ATT
KONTAKTA OSS FÖR MER
INFORMATION.**

KONTAKTUPPGIFTER:

Annelie Höggren
Key Account Manager
annelie.hoggren@clemondo.se
+46 73 143 30 36

Anders Forsberg
Key Account Manager
anders.forsberg@clemondo.se
+46 73 206 05 55



Makadamgatan 16
250 13 Helsingborg
042-25 67 00
info@clemondo.se
www.clemondo.se

